

WIELAND



PressX[®] Muffle
Sobreinyección en formato XXL

El **PressX® Muffle Set** es un nuevo sistema de inyección con el cual podrá sobreinyectar estructuras de óxido de circonio de hasta 6 piezas de manera rápida y económica.

Cinco mantenedores de espacio que pueden posicionarse individual e independientemente el uno del otro permiten la elaboración de 5 colores diferentes en un solo proceso de inyección. Gracias a la implementación de la técnica CAO™ (Computer Aided Overpress) en el procedimiento CAD/CAM es ahora posible fabricar simultáneamente estructuras y superestructuras anatómicas.

Ventajas

- Hasta 20 gr. de cerámica inyectada en un solo proceso de inyección
- Hasta 5 colores diferentes durante un solo proceso de inyección
- Fácil desmoldeabilidad una vez fraguado el revestimiento
- Los programas de inyección han sido especialmente desarrollados para el DEKEMA Austromat 3001 press-i-dent y los procesos de trabajo, análogamente, para la cerámica **PressX™ Zr**

Indicaciones PressX™ Zr

- Sobreinyección de estructuras completamente cerámicas de óxido de circonio con un CET de aprox. 25 – 500 °C $10,5 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
- Coronas individuales, puentes de hasta 6 piezas, puentes inlay y pilares
- Proceso de fabricación en la técnica de maquillaje y estratificación
- En la técnica de maquillaje para la fabricación de inlays, onlays y carillas, incluso sin apoyo de estructuras de óxido de circonio

5 puntos a favor del sistema PressX® Muffle

- 1 x construcción
- 1 x puesta en revestimiento
- 1 x precalentamiento
- 1 x proceso de inyección
- 1 x solo desmuflado

¡Para más informaciones sobre éste u otros temas, véase nuestra área de descarga en www.wieland-dental.com.



PressX® Muffle Set

- Tapa, partes laterales y fondo fresados con alta precisión
- Mufla de 100 gr., 200 gr. y 380 gr. como sistema modular
- Especiales mantenedores de espacio desechables y utilizables de manera individual con una largura de 28 mm y 34 mm

N° de ref: **8295100SET**



Correspondientes punzones de inyección:

36 mm (n° de ref.: 8295070025)
42 mm (n° de ref.: 8295080025)

Especiales mantenedores de espacio desechables:

28 mm (n° de ref.: 8295050050)
34 mm (n° de ref.: 8295060050)

