

WIELAND



PressX[®] Muffle
La sovrappressatura formato extralarge

Il **PressX® Muffle Set** è un innovativo sistema di pressatura che consente di sovrappressare le strutture in ossido di zirconio fino a sei elementi risparmiando costi e tempo.

Cinque speciali pistoni spaziatori monouso, indipendenti e collocabili a piacere, consentono la lavorazione contemporanea di altrettanti cinque diversi colori in un unico processo di pressatura. La CAO™ (pressatura computerizzata) permette la produzione simultanea di strutture e sovrastrutture anatomiche con il metod CAD/CAM.

Vantaggi

- Possibilità di pressare fino a 20 gr. di ceramica per pressatura in un unico processo
- Possibilità di pressare fino a 5 colori diversi in un unico processo
- Facile rimozione del dispositivo dopo l'indurimento della massa di rivestimento
- I programmi di pressatura sono stati studiati appositamente per Austromat 3001 press-i-dent DEKEMA, i cicli di lavorazione sono analoghi a quelli per il **PressX™ Zr**

Indicazione per il PressX™ Zr

- Sovrapressatura di strutture all-ceramic in ossido di zirconio con WAK 25 – 500 °C di circa $10,5 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
- Corone singole, ponti fino a 6 elementi, ponti ad intarsio e abutments
- Metodo di produzione a scelta fra tecnica di pittura e/o tecnica di stratificazione
- Produzione di inlays, onlays e veneers anche senza il sostegno della struttura in ossido di zirconio utilizzando la tecnica di pittura

Il 5 x 1 del PressX® Muffle

- 1 x costruire
- 1 x rivestire
- 1 x preriscaldare
- 1 x pressare
- 1 x smuffolare

Ulteriori informazioni su questo ed altri argomenti possono essere scaricate dal Download Center all'indirizzo www.wieland-dental.com o semplicemente mettendosi in contatto con la nostra rete commerciale e/o tecnica.

Il PressX® Muffle Set

- Sistema modulare da 100, 200 e 380 gr. composto da coperchio, fondo e pareti laterali realizzati tramite fresatura di precisione
- Speciale pistone spaziatore monouso liberamente posizionabile con lunghezze 28 mm e 34 mm

Num. Art.: 8295100SET



Pistoni speciali per il sistema:

36 mm (Num. Art.: 8295070025)

42 mm (Num. Art.: 8295080025)

Pistone spaziatore speciale monouso:

28 mm (Num. Art.: 8295050050)

34 mm (Num. Art.: 8295060050)

