

WIELAND
D E N T A L



Dimensioni illimitate ...

C-Box 
dimension

Dimensioni illimitate ...

Vincere sfide estetiche e tecniche, questa è la nostra passione. WIELAND adatta le sue ceramiche da rivestimento di successo alle esigenze tecniche e dello spirito del tempo. Esse sono digitalmente compatibili, conservate nella cosiddetta C-Box e permettono tutte le libertà all'utente. Le ceramiche del tipo X conquistano nuove dimensioni.

La spinta innovativa della Reflex dimension è la nuova ceramica monostrato Reflex dimension One. Essa permette una stratificazione, a risparmio di tempo, e possiede con ciò un elevato potenziale economico. Modificatori che finora erano solo disponibili per il rivestimento d'ossiceramiche sono ora estese anche alle ceramiche REFLEX. Con ciò si raggiunge un accoppiamento ancora migliore tra i lavori in ceramica integrale e in metallo-ceramica.

Il pezzo più importante e luogo creativo di conservazione è la scatola cosiddetta "creative box". Essa costituisce un compatto sistema ceramico, variabile e creativo, con molti livelli di libertà. Dalla ceramica monostrato alla classica tecnica standard, a tre strati, fino alla stratificazione individuale inclusa, più i colori Bleach e 3D-Master* tutto è possibile.

Questo sistema ceramico è compatto, si limita a quanto realmente necessario e, in una nuova dimensione, può anche essere corredato individualmente.

Reflex dimension – siate creativi!

Monostrato

- Semplice e convincente con una sola massa
- Colorazione economica

3 strati

- Stratificazione di opaco, dentina e smalto
- Esigenze superiori alla media

Professionale

- Tutte le indicazioni sono possibili
- Esigenze del paziente estremamente estetiche

Estetica crescente


Proprietà del materiale

L'introduzione della prima generazione della metallo-ceramica REFLEX costituiva già un passo importante verso il perfezionamento di ceramiche ad alto punto di fusione con un ampio campo d'indicazione. La sperimentata struttura nanoleucitica comporta un'elevata misura di sicurezza per l'utilizzatore nell'impiego clinico. Questa è stata coerentemente mantenuta anche nella nuova Reflex dimension. Un fine adattamento di maneggio, conduzione della cottura e applicazione di REFLEX NP safe su leghe vili aumentano ancora di più la sicurezza.

Struttura nanoleucitica: è una microstruttura senza crepe, nella quale finissimi cristalli di leucite sono distribuiti omogeneamente.

Molti cristalli possiedono qui una dimensione nel campo nanometrico. Ciò implica:

- Superficie molto liscia, omogenea e resistente alla placca
- Non irrita le gengiva e risparmia gli antagonisti
- Facilmente lucidabile a specchio in bocca



Approccio reso facile

Con la C-Box viene presentato un sistema di design compatto, ergonomico e trendy. Il Dispendio di tempo e consumo di materiale possono così essere meglio adattati ai rispettivi profili richiesti, dalla ceramica monostrato alla stratificazione standard, con poche masse, fino al restauro impegnativo premium, per massime esigenze. I sistemi ceramici moderni sono compatti, si limitano al realmente necessario e, nella nuova dimensione di tutte le ceramiche WIELAND, possono essere addirittura corredate individualmente. Così, il contenuto della C-Box è anche componibile personalmente.

„Freestyle“ costituisce però solo una delle possibilità. I nostri moduli pre-confezionati facilitano l'approccio secondo l'esigenza di laboratorio. Le dimensioni per creatività ed economicità sono infinite, eppure tutti i moduli e le masse ci stanno nella parte centrale di questo sistema: la C-Box.



Approccio al mondo delle dimensioni



Tecnica monostrato



Tecnica a tre strati



Tecnica stratificazione professional

Modulo Dimension One – L'approccio alla tecnica monostrato

Con solo due masse di dentina traslucente, i rispettivi opachi e quattro colori di pittura, sono riproducibili in modo molto razionale, tramite pittura, tutti i 16 colori dentali della A-D Shade Guide.

Modulo Basic I – L'approccio alla tecnica a tre strati

Per clienti, che preferiscono una tecnica classica, a tre strati, come alternativa alla stratificazione professional. Questo modulo contiene tutti i 16 colori dentali e 4 colori bleach.

Modulo Basic II – L'approccio alla tecnica di stratificazione professional

Il modulo Basic II è un classico assortimento ad 8 colori, adatto in modo eccellente per la lavorazione classica, a più strati. Qui sono raggruppate sia 8 masse d'opaco sia le corrispondenti dentine e masse Chromatix. Inoltre questo assortimento si completa tramite diversi tipi di modificatori e colori di pittura.

Potete naturalmente completare queste possibilità d'approccio al mondo delle nuove dimensioni: I moduli **Add On I e Add On II** completano i moduli base, a dare un assortimento completo. Se siete subito convinti di questo straordinario concetto, potete scegliere un assortimento completo oppure comporre **l'assortimento completo** voi stessi – per l'appunto completamente "freestyle". In questo caso la C-Box, con il suo design eccezionale, è gratuita per Voi.

Moduli singoli



Modulo Bleach

Il modulo Bleach comprende tutte le masse per poter riprodurre i quattro colori Bleach secondo la A-D Shade Guide.

Modulo 3D

Serve per realizzare tutti i 26 colori 3D-Master*.

Modulo Stain

Il modulo Reflex dimension Stain comprende 16 colori di pittura e quattro Bodystain.

Modulo Chromatix

Il set contiene tutte le masse Chromatix per sostenere e completare tutti i 16 colori dentali.

Modulo Shoulder

Costituito da 18 masse spalla, questo modulo copre gli ambiti di lavoro dedicati alla realizzazione di spalle.

Modulo Advanced

Il modulo Advanced è costituito dalle rimanenti masse strutturali. Con ciò, per la tecnica di stratificazione Professional, le possibilità sono illimitate.

*Marchio registrato della azienda Vita, Bad Säckingen.

Sicurezza, ergonomia ed economicità

Se finora dei prodotti ceramici nuovi potevano segnare punti prevalentemente con la loro qualità ottica ed estetica, negli ultimi anni altri aspetti hanno acquistato importanza: economicità, costi e con ciò l'ergonomia di un prodotto.

Sicurezza

- **Valori d'adesione superiori** alla media su tutte le leghe correnti nel campo d'indicazione
- In generale nessun raffreddamento prolungato
- Elevata resistenza alla rottura
- **10 anni di garanzia "longlife"**

Economicità

- **Ceramica monostrato** come soluzione particolarmente economica
- Semplicissima tecnica di stratificazione, da **standard fino premium**
- Sicura e semplice riproduzione del colore nella razionale tecnica a tre strati
- Resistente all'impiego
- Composizione individuale dell'assortimento grazie alla **struttura modulare**
- Perfette proprietà di maneggio, ottimo comportamento di cottura

Estetica

- Naturale identità di colore verso tutte le ceramiche WIELAND del tipo X
- **Masse opale effect** iridescenti per affascinanti effetti dello smalto
- Dentina e Chromatix per colori di base intensi e brillanti
- Anche i **colori Bleach** sono ora riproducibili
- Smalti opale perfezionati, con maggiore traslucenza e brillantezza
- Glasura a spray **ZENOSTAR Magic Glaze** per superfici omogenee
- Fluorescenza ed opalescenza ad effetto naturale
- I **colori 3D-Master*** sono ora riproducibili





WIELAND
D E N T A L

Reflex 
dimension

www.wieland-dental.de

WIELAND Dental+Technik GmbH & Co. KG
Schwenninger Straße 13, 75179 Pforzheim, Germany
Fon +49 72 31/37 05-0, Fax +49 72 31/35 79 59

5300961.00.09/10
*Marchio registrato della azienda Vita, Bad Säckingen.