

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 91/155/EØF

trykdato: 31.05.2002

revideret den: 14.02.2002

### 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

- **Oplysninger om produktet**
- **Handelsnavn:** Wilavest Smart-Anmischflüssigkeit
- **Producent/leverandør:**  
Wieland Dental + Technik GmbH & Co.KG  
Schwenninger Str. 13  
75179 Pforzheim  
Telefon + 49 (07231)-37050, Telefax + 49 (07231)-357959
- **Oplysningsgivende område:** Abteilung Umweltschutz

### 2 Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

- **Kemisk karakterisering**
- **Beskrivelse:** Blanding af nedenfor nævnte stoffer med ufarlige iblandinger.
- **Farlige indholdsstoffer:** bortfalder

### 3 Fareidentifikation

- **Farebetegnelse:** Bortfalder.
- **Oplysninger om særligt fare for mennesker og miljø:** Bortfalder
- **Klassificeringssystem:**  
Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger.

### 4 Førstehjælpsforanstaltninger

- **Generelle oplysninger:** Særlige forholdsregler kræves ikke.
- **Efter indånding:** Tilførsel af friskluft, i tilfælde af besværligheder skal lægen søges.
- **Efter hudkontakt:** Skal omgående vaskes af med vand.
- **Efter øjekontakt:**  
Øjnene skal skylles flere minutter ved åbne øjelåg med rindende vand. I tilfælde af vedvarende besværligheder skal lægen konsulteres.
- **Efter slugning/synkning:** I tilfældet af vedvarende besværligheder skal lægen konsulteres.

### 5 Brandbekæmpelse

- **Egnede slukningsmidler:**  
Foranstaltningerne til brandbekæmpelsen skal afstemmes efter omgivelserne.
- **Særligt beskyttelsesudstyr:** Særlige forholdsregler kræves ikke.

### 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

- **Personrelevante forsigtighedsforanstaltninger:** Ikke nødvendig.
- **Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:** Skal fortyndes med meget vand.
- **Fremgangsmåde til rensning/optagelse:**  
Skal tages op med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
- **Yderligere oplysninger:** Farlige stoffer frisættes ikke.

DK

(fortsættelse på side 2)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 91/155/EØF

trykdato: 31.05.2002

revideret den: 14.02.2002

**Handelsnavn: Wilavest Smart-Anmischflüssigkeit**

(fortsættelse fra side 1)

### 7 Håndtering og opbevaring

- **Håndtering:**
- **Oplysninger om sikker brug:** Særlige forholdsregler kræves ikke.
- **Oplysninger om brand- og eksplosionssikring:** Særlige forholdsregler kræves ikke.
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrum og beholdere:** Ikke nogen særlige krav.
- **Oplysninger om sammenlagring:** Ikke nødvendig.
- **Yderligere oplysninger om lagringsvilkårene:** Skal beskyttes mod frost.
- **Lagringsklasse:**
- **Brandfareklasse:** bortfalder

### 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- **Yderligere oplysninger om udformningen af tekniske anlæg:**  
Ikke nogen yderligere oplysninger, se punkt 7.
- **Bestanddele med arbejdspladsrelevante grænseværdier som skal overvåges:**  
Produktet indeholder ikke nogen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelevante grænseværdier som skal overvåges.
- **Yderligere oplysninger:** Som grundlag tjente de ved opstillingstidspunktet gyldige lister.
- **Personligt beskyttelsesudstyr:**
- **Almindelige beskyttelses- og hygiejneforholdsregler:**  
De sædvanlige forsigtighedsforanstaltninger ved håndteringen med kemikalier skal overholdes.
- **Beskyttelse af åndedrættet:** Ikke nødvendig.
- **Beskyttelse af hænderne:** Ikke nødvendig.
- **Beskyttelse af øjnene:** Beskyttelsesbriller anbefales ved omfyldning.

### 9 Fysisk-kemiske egenskaber

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| · <b>Form:</b>                              | Flydende                           |
| · <b>Farve:</b>                             | Uklar                              |
| · <b>Lugt:</b>                              | Lugtløs                            |
| · <b>Tilstandsændring</b>                   |                                    |
| <b>Smeltepunkt/smelteområde:</b>            | Ikke bestemt.                      |
| <b>Kogepunkt/kogeområde:</b>                | 100°C                              |
| · <b>Flammepunkt:</b>                       | Ikke anvendelig.                   |
| · <b>Selvantændelighed:</b>                 | Produktet er ikke selvantændeligt. |
| · <b>Eksplosionsfare:</b>                   | Produktet er ikke eksplosivt.      |
| · <b>Densitet ved 20°C:</b>                 | 1,1-1,2 g/cm <sup>3</sup>          |
| · <b>Opløselighed/blandbarhed med vand:</b> | Fuldstændig blandelig.             |
| · <b>pH-værdi ved 20°C:</b>                 | 9-10                               |
| · <b>Opløsningsmiddelindhold:</b>           |                                    |
| <b>Organiske opløsningsmidler:</b>          | 0,0 %                              |

DK

(fortsættelse på side 3)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 91/155/EØF

trykdato: 31.05.2002

revideret den: 14.02.2002

**Handelsnavn: Wilavest Smart-Anmischflüssigkeit**

(fortsættelse fra side 2)

### 10 Stabilitet og reaktivitet

- **Termisk nedbrydning / betingelser der bør undgås:**  
Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmæssig brug.
- **Farlige reaktioner** Ingen farlige reaktioner kendt.
- **Farlige nedbrydningsprodukter:** Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendt.

### 11 Toksikologiske oplysninger

- **Akut toksicitet:**
- **Primære irriteringsvirkning:**
- **på huden:** Ingen irriterende virkning.
- **på øjnene:** Ingen irriterende virkning.
- **Sensibilisering:** Nogen sensibiliserende virkning er ikke kendt.
- **Yderligere toksikologiske oplysninger:**  
Pga. beregningsmetoden ifølge EFs almindelige klassificeringsdirektiv for tillavninger i dets sidstgyldige formulering er produktet ikke deklarationspligtigt.  
Ved saglig korrekt håndtering og bestemmelsesmæssig brug forårsager produktet efter vores erfaringer og efter de os foreliggende informationer ikke nogen sundhedsfarlige virkninger.

### 12 Miljøoplysninger

- **Almindelige oplysninger:** Fare for vand er ikke kendt.

### 13 Bortskaffelse

- **Produkt:**
- **Anbefaling:**  
Kan aflæsses efter stivning sammen med husholdningsaffald under iagttagelse af de nødvendige tekniske forskrifter og efter aftale med renovationsfirmaet og de vedkommende myndigheder.
- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:** Efter rensning kan emballagen anvendes igen eller genbruges.
- **Anbefalet rensmiddel:** Vand, i givet fald under tilsætning af rensmidler

### 14 Transportoplysninger

- **Transport ad landvejen ADR/RID (grænseoverskridende):**
- **ADR/RID-GGVS/E klasse:** -
- **Transport med søgående skib IMDG:**

- **IMDG-klasse:** -
- **Marine pollutant/havforurenende:** Nej

(fortsættelse på side 4)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 91/155/EØF

trykdato: 31.05.2002

revideret den: 14.02.2002

**Handelsnavn: Wilavest Smart-Anmischflüssigkeit**

(fortsættelse fra side 3)

**· Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:****· ICAO/IATA-klasse:** -

### 15 Oplysninger om regulering

**· Deklaration efter EØF-direktiver:**

De almindelige sikkerhedsforanstaltninger for omgang med kemikalier skal overholdes.  
Produktet er efter EF retningslinjerne/forordningen om farlige stoffer ikke mærkningspligtigt.

**· Nationale forskrifter:****· Brandfareklassificering:** bortfalder**· Fareklasse for vand:** I almindelighed inget fare for vand.

### 16 Andre oplysninger

Oplysningerne støtter sig til vores nuværende viden, men udgør dog ikke nogen tilsikring af produktgenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

**· Området som udsteder datablad:** Abteilung Umweltschutz**· Kontaktperson:** Herr Selzer

DK